


Verzurrsystem für die verkehrstaugliche Sicherung einer Ladeinheit. 200 Liter Stahlfass auf Europalette



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie hier über das Ergebnis der Prüfung einer Ladeeinheitensicherung für ein 200 Liter Stahlfass auf EUR Palette hinsichtlich seiner Verkehrstauglichkeit. Das Verpackungslabor der Universität Dortmund hat die Prüfung durchgeführt und ein Prüfzeugnis ausgestellt. Eine Funktionszeichnung und das Prüfzeugnis, sowie weitere Informationen sind Teile dieser Dokumentation.

Ergebnisse (Auszug aus dem Prüfbericht):

„Die Ladeeinheitensicherung eines Stahlfasses auf einer EUR Palette mit der Fassverzurrung LASITEC[®] Typ 212 ist bei ausreichender Vorspannung für die Transportmittel LKW, LKW mit Auflieger im kombinierten Eisenbahnverkehr sowie Eisenbahnwaggon uneingeschränkt geeignet.

Für den reinen Straßengüterverkehr ist eine ausschließlich formschlüssige Ladungssicherung von LASITEC[®]-gesicherten Fass-Ladeeinheiten zulässig. Bei größeren Kippmomenten (z.B. bei 4g) sind zusätzliche Ladungssicherungsmaßnahmen gegen Kippen erforderlich.“

Erläuterungen:


Bei Einsatz der Fassverzurrung LASITEC[®] TYP 212 für ein Stahlfass auf einer EUR-Palette muss ausschließlich mit der Palette selbst Formschluss zu anderen Ladeeinheiten, der Bord- oder Seitenwand hergestellt werden. Ein Ausfüllen der Freiräume rund um das Fass ist bei Transporten auf der Straße nicht erforderlich.

Auch ist es unerheblich, ob die EUR-Palette längs- oder quer zur Fahrtrichtung auf das Fahrzeug positioniert wird. Erst bei größeren Kippmomenten, wie dies bei älteren Verschiebemethoden von Bahnwaggonen ohne Langhubstoßdämpfer vorkommen kann, sind Niederzurrungen oder Formschlussbildung mit der Ladeeinheit gefordert.

Die Fassverzurrung Typ LASITEC[®] TYP 212 kann sowohl als Einweg - Verzurrsystem unter Verwendung eines Standard Spannwerkzeuges für 50mm Gurtband ausgeführt werden oder als Mehrweg – Verzurrsystem mit einer Gurtratsche ausgestattet sein. Beide Versionen sind ab unserem Lager in Köln als Mustereinheit sowie als Verpackungseinheiten ab sofort abrufbar.



Tel. 02203 922 970
Fax 02203 922 975
info@lasitec.de
www.lasitec.de



Bankverbindung:
Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Konto 340 757 506

Sitz der Gesellschaft Köln, HRB 222 47
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Heinz Rainer
MwSt. Ident. Nr.: DE 12 19 70 238
St. Nr.: 5216/5713/1012

Bezugsmöglichkeiten

Mustereinheit (als DPD Paket für Ihren Testbedarf)

für die Fassverzurrung eines 200Liter Stahlfasses auf einer EUR-Palette bestehend aus:

- 1 System Fassverzurrung LASITEC[®] TYP SFV1 EW-212 (Einweg)
- 1 System Fassverzurrung LASITEC[®] TYP SFV1 MW-212 (Mehrweg)
- Incl. ausführliche Bedienungsanleitungen und Prüfbericht mit Prüfzeugnis.
- Art. Nr. L1011310141

Verpackungseinheiten (als DPD Paket für Ihren Erstbedarf)

für die Fassverzurrung eines 200Liter Stahlfasses auf einer EUR-Palette

- 1 Verpackungseinheit = 100 Systeme
Fassverzurrung LASITEC[®] TYP SFV1 EW-212 (**Einweg**)
Art. Nr. L1011310110
1 Karton á 100 Stk., ca. 30 kg

- 1 Verpackungseinheit = 1 Stück
Schwergutspanner **für Einweg** LASITEC[®] Systeme
Art. Nr. R3100557000
1 Karton á 1 Stk., ca. 2,5 kg

- 1 Verpackungseinheit = 40 Systeme
Fassverzurrung LASITEC[®] TYP SFV1 MW-212 (**Mehrweg**)
Art. Nr. L1011310120
1 Karton á 40 Stk., ca. 30 kg

pat. pending



Weitere Verpackungseinheiten für Großverbraucher auf Anfrage.
Alle Produkte incl. ausführlicher Bedienungsanleitungen.
Schulungen sind kurzfristig nach Terminvereinbarung möglich.

Die Prüfung unserer Fassverzurrung LASITEC[®] Typ SFV 2 für zwei 200Liter Fässer auf einer EUR-Palette wird kurzfristig erfolgen. Auch für diesen Typ sind Mustereinheit und Verpackungseinheiten auf Anfrage abrufbar.